

ALCOBAEX LINGETTES VG

LINGETTES DÉSINFECTANTES MAINS & SURFACES



INFOS LOGISTIQUES

• Réf : AS701

Boîte 200 lingettes
Carton de 6

Code douane
38089490

Transport ADR
Non soumis ☒
Soumis ☐

• DESCRIPTION

Lingettes imprégnées d'une lotion désinfectante pour le traitement des surfaces lisses et des objets exposés aux souillures : matériel de stockage et de transport d'origine animale ou végétale, petit matériel médical non invasif, matériel de laiterie, téléphones, lunettes de WC... Convient pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires sans nécessité de rinçage (plan de travail, petit matériel de découpe).

NORMES

Efficacité Biocide à 20°C

BACTERICIDE : sur *E.hirae, E.coli, P.aeruginosa, S.aureus, selon EN13727+A2 (à la dose de 80% / 1min) et EN1276 (à la dose de 80% / 5min) ; sur *E.hirae, P.aeruginosa, S.aureus, selon EN16615 (à la dose de 100% / 5min) ; sur E.coli K12, selon EN1500 (à la dose de 3Log/ 1min) ; sur **E.hirae, E.coli, P.aeruginosa, S.aureus S.typhimurium, L.monocytogènes, selon EN13697 (à la dose de 80% / 1min).

FONGICIDE : sur *Aspergillus brasiliensis, Candida albicans, selon EN1650 (à la dose de 100% / 5min), sur *Candida albicans, selon EN13624 (à la dose de 80% / 1min) et EN16615 (à la dose de 100% / 5min) ; sur **Aspergillus brasiliensis, Candida albicans, selon EN13697 (à la dose de 100% / 1min).

VIRUCIDE : sur *Influenza virus type A – H1N1, selon EN14476 (à la dose de 80% / 30s), sur **Norovirus murin, souche S99, selon EN14476 (à la dose de 80% / 1min) et EN16777 (à la dose de 100% / 2min) ; sur **Adénovirus type 5, souche Adenoid 75, ATCC VR-5, selon EN14476 (à la dose de 80% / 5min) et EN16777 (à la dose de 100% / >5min) ; sur **Vacciniavirus Modifié Ankara, virus enveloppés, selon EN14476 (à la dose de 80% / 30s).

* dans des conditions de propreté / ** dans des conditions de saleté

• MODE D'EMPLOI

Un essai préalable sur un endroit peu ou pas visible est recommandé. Lingettes prêtes à l'emploi et à usage unique. Passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule. Ensuite, lors de chaque utilisation soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontale. Bien refermer le couvercle après utilisation. Après avoir sortie la lingette, traiter la surface et laisser sécher.

• CARACTÉRISTIQUES

SOLUTION D'IMPREGNATION :

- Matière active : éthanol
- pH pur : 7 ±1
- Aspect : liquide limpide
- Densité à 20°C : 0,86

CARACTÉRISTIQUES DU NON TISSÉ :

- Type : wetlaid
- Composition : viscosité agréée contact alimentaire
- Grammage : 25g/m²
- Coloris : bleu
- Dimensions des lingettes : 200 x 200 mm

• RECOMMANDATIONS

Utiliser les biocides avec précaution. Consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité sur www.aexalt.net et www.quickfds.com.

BIOCIDE – Substances actives : Ethanol (CAS 64-17-5) : 60%(m/m). Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant entrer au contact de denrées alimentaires (Arrêté du 19/12/13 modifiant l'arrêté du 08/09/99). Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit. Règlement biocide (CE) 528/2012: TP1, TP2, TP4.

A utiliser avant : voir sur la boîte.

Stockage

Craint le gel : ne pas le stocker à une température inférieure à 5°C.

Étiquetage : DANGER, GHS07, GHS02.

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

Conçu et fabriqué en France