



INFOS LOGISTIQUES

Réf : AS777

Boîte de 1000 lingettes 200 x 200 mm

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

Conçu et fabriqué en France

LINGETTES DÉSINFECTANTES

MAINS ET SURFACES SANS RINÇAGE

• DESCRIPTION

Lingettes imprégnées d'une lotion désinfectante pour le nettoyage et la désinfection des mains, surfaces et objets y compris en milieu agroalimentaire et environnement alimentaire.

Nettoyage et désinfection de toutes surfaces : plan de travail, petit matériel médical, téléphones, petit matériel de découpe (couteaux, hachoirs, machines à jambon) matériel de conservation, vitrines réfrigérées, réfrigérateurs, plats, moules, lunettes de WC etc, ainsi que les mains (peau non lésée).

Le produit est compatible avec la plupart des matériaux.

- Bactéricide, virucide, fongicide et levuricide
- Sans rinçage
- Qualité alimentaire

Bactéricide : norme EN13697 en 1 minute à 20°C en conditions de saleté et norme EN1500 en condition de propreté dès 1 minutes à 20°C

Virucide : norme EN14476 en 5 minutes à 20°C en conditions de saleté et EN14476 en 30s à 20°C en conditions de propreté.

Fongicide : norme EN13697 en 1 minute à 20°C en condition de saleté

Levuricide : norme EN13697 en 1 minute à 20°C en condition de saleté et norme EN13624 en 1 minute à 20°C en condition de propreté

Efficace en 30 secondes contre le virus Influenza A H1N1

Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit. Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Directive biocide 98/8/CE : TP1, TP2, TP4. Substances actives : Ethanol (CAS 64-17-5) : 530 g/L

Produit en conformité avec l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1^{er} août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux

• MODE D'EMPLOI

Oter le capot de la boîte. Retirer l'opercule en aluminium en tirant sur la languette. Passer une lingette, prise au centre du bobineau, dans l'insert du capot et le refermer. Tirer horizontalement la lingette imprégnée jusqu'à la prédécoupe et tirer d'un coup sec à l'horizontal. Frotter la lingette sur toute la surface à nettoyer, jusqu'à disparition des salissures. Lingettes prêtes à l'emploi et à usage unique. Bien refermer le couvercle après utilisation. Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

• CARACTERISTIQUES

Caractéristiques de la lingette :

- Matière : Non tissé wetlaid viscose 23 gsm
- Couleur de la lingette : Bleue
- Dimensions : 200 x 200 mm
- Nombre de lingettes : 1000 formats
- Couleur boîte : blanche
- Couleur capot : bleu

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).

Usage réservé aux utilisateurs professionnels.

ETIQUETAGE : DANGER, GHS02, GHS07

Code douanier : 5603121010.

AExalt et Essentiel PRO sont des marques de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net